

Dax Alcogel Bidon van 5 L



- Semi-gel samengesteld uit drie verschillende alcoholen, met ethanol als hoofdbestanddeel
 - Hygiënische handontsmetting gedoseerd op 85,29 % volume alcohol
 - DAX Alcogel werkt snel en efficiënt, zonder te plakken na verdamping
 - De toevoeging van glycerine als hydraterend middel
- behoudt de natuurlijke vochtigheid van de huid en voorkomt uitdroging
 - Reuk- en kleurloos
 - Gebruik biociden voorzichtig. Lees vóór gebruik het etiket en de productinformatie.
 - Toelating nr BE-REG-02056