

## Aniosyme XL3 reiniging en pre-desinfectie Doseerfles van 1 L



- Enzymatisch reinigings- en pre-desinfectie middel
- Ontworpen voor de versterkte reiniging en pre-desinfectie van medische hulpmiddelen, endoscopische apparatuur en medisch-chirurgische instrumenten
- Geschikt voor reiniging in ultrasone baden en het verzamelen van verontreinigde instrumenten
- Microbiologische eigenschappen:
  - bacteriën: EN 1040, EN 13727, EN 14561, BMR volgens EN 13727: 5 min. bij 0,5
  - mycobacteriën: M. terrae: EN 14348, EN 14563: 60 min. bij 0,5%; 30 min. bij 1%; 15 min. bij 2%
  - gisten: EN 1275, EN 13624, EN 14562: 5 min.
  - virussen: volgens EN 14476+A1; PRV (HBV-modelvirus); BVDV (HCV-modelvirus); herpesvirus, vacciniavirus: 5 min. bij 0,5%