

## Alternating oplegmatras SLK II



- De SLK II is een alternatingmatras die kan worden gebruikt boven op een matras. Het is bestemd voor intensief gebruik in verpleeghuizen. Het is ontworpen voor patiënten met een gemiddeld risico op doorligwonden of een aanwezigheid van doorligwonden tot stadium 3.
- 17 PU-cellen, waarvan 9 microscopisch geperforeerd voor een betere luchtcirculatie en comfort
- Individueel vervangbare cellen
- Volledig gesloten systeem met 2 compartimenten
- Compartiment met 5 cm onderlaag (schuimmatras

inbegrepen)

- CPR klep aan het hoofd
- Bi-stretch hoes, anti-allergisch. Wasbaar op 60°
- Statische, autofirm (verpleeg) en afwisselende functie
- Afwisselende cycli 10 minuten
- De druk is instelbaar volgens het gewicht van de gebruiker
- Audiovisueel alarm in geval van stroomuitval of pompproblemen
- Afmetingen 90 X 200 x 14 cm