

## Regelbaar toiletkader, epoxy wit



- Laat toe om de patiënt veilig op het wc te zetten, de 2 stangen vooraan verhinderen het naar voor vallen
- Regelbare hoogte dmv een drukknop
- Brede armsteunen vergemakkelijken het rechtstaan
- Breedte: 595/645 mm

- Breedte bij de grond : 570/620 mm
- Hoogte : 670/797 mm
- Diepte : 455 mm
- Gewicht : 4,9 kg
- Maximale belasting: 138 kg.

